

SPEZIFIKATION

Produkt : Schafplasma, lyophilisiert **Seite** : 1 / 1
Produkt Nr. : 0462010005 50ml **Version** : 1
gültig ab : 01/03

Synonyme : LP USP, lyophilisiert
USP-Plasma, lyophilisiert

Ursprung : Deutschland

Test	Methode	Spezifikationswert
pH-Wert	Gemäss USP <791>	7,0 – 9,0
Aktivität	gemäss Monograph für Heparin-Natrium USP	< 3 U/ml
Clotting time	gemäss Monograph für Heparin-Natrium USP , gemessen gegen K4-Standard	< 300 s

Das rückgelöste Schafplasma entspricht dem Schafplasma gemäss USP

Rekonstitution

1. Zugabe von 50 ml gereinigtem Wasser
2. Vorsichtig schwenken und nicht schütteln
3. 30 Minuten ruhen lassen bei einer Temperatur von 20°C – 25°C
4. Nochmals leicht rühren und einige Minuten setzen lassen
5. Schritt 4 solange wiederholen, bis sich das Lyophilisat vollständig gelöst hat
6. Unmittelbar nach Rekonstitution gemäss USP verwenden

Primärverpackung : zertifizierte Infusionsflaschen vom Glastype 1 (Ph.Eur. 3.2.1)
Lagerung : bei 2°C - 8°C
Haltbarkeit : 3 Jahre