



SPEZIFIKATION

Produkt : Donor-Pferdeserum, sterilfiltriert Seite : 1 / 1
 hitzeinaktiviert

Produkt Nr. : 0441005100 1000 ml Version : 4
 -050 500 ml gültig ab : 09/07

Synonyme : Pferdeserum donor, sterilfiltriert, hitzeinaktiviert

Ursprung : Europa

Test	Methode	Spezifikationswert
Sterilität	gemäss USP < 71 >	steril
Gesamtprotein	Biuret C Methode 5) 2.5.33	6,5 – 8,5 g/dl
Bakterienendotoxine	LAL-Test (Methode D) 2.6.14	≤ 5 ng/ml
Osmolalität	Gefrierpunktserniedrigung 2.2.35	270 – 330 mOsm/KgH ₂ O
Glukose	Teststreifen „Accutrend“ Fa. Roche Diagnostics GmbH	45 – 105 mg/dl
Haemoglobin	nach Flemming, F. & Woolf, J. Clin. Chim. Acta, 12 (1965) 67-74	≤ 30 mg/dl
pH-Wert	potentiometr. Methode 2.2.3	7,0 – 8,0
Hitzeinaktivierung	Im Wasserbad oder über Wärmetauscher	56°C ± 1° für 30 min
cut-off des Sterilfilters	Zertifikat des Herstellers	0,2 µm

Primärverpackung : sterile Nalge-PETG-Flaschen

Lagerung : -20°C

Haltbarkeit : 2 Jahre