



SPEZIFIKATION

Produkt : Schafserum, sterilfiltriert, **Seite** : 1 / 1
 hitzeinaktiviert
Produkt Nr. : 0460005100 1000 ml **Version** : 2
gültig ab : 02/06

Synonyme : Schafserum, steril, hitzeinaktiviert
Ursprung : Deutschland

Test	Methode	Spezifikationswert
Sterilität	gemäss USP < 71 >	steril
Gesamtprotein	Biuret (Methode 5) 2.5.33	6,0 – 8,0 g/dl
Bakterienendotoxine	LAL-Test (Methode D) 2.6.14	≤ 5 ng/ml
Osmolalität	Gefrierpunktserniedrigung 2.2.35	270 - 350 mOsm/KgH ₂ O
Glukose	Teststreifen „Accutrend“ Fa. Roche Diagnostics GmbH	20 - 60 mg/dl
Haemoglobin	nach Flemming, F.& Woolf, J. Clin. Chim. Acta, 12 (1965) 67-74	≤ 50 mg/dl
pH-Wert	potentiometr. Methode 2.2.3	7,0 – 8,5
Hitzeinaktivierung		56°C±1° für 30 min
cut-off des Sterilfilters	Zertifikat des Herstellers	0,2µm

Primärverpackung	: sterile Nalge-PETG-Flaschen
Lagerung	: ≤ -20°C
Haltbarkeit	: 2 Jahre